

手動冷たい静的な押す Cip 機械餌の出版物

商品番号: PCIM



前書き

KINTEK Lab Manual Isostatic

Pressは、優れたサンプルの均一性と密度を保証します。精密な制御、耐久性のある構造、高度なラボのニーズに対応する多彩な成形が可能です。今すぐお試しください！

[詳細を学ぶ](#)

装置モデル	PCIM-12T	PCIM-20T	PCIM-40T	PCIM-60T
圧力範囲	0-12T(0-17MPa)	0-20T(0-21MPa)	0-40T(0-30MPa)	0~60T(0~34MPa)
ピストン径	95mm (d) クロームメッキオイルシリンダー使用時	110mm (d) クロームメッキオイルシリンダー使用時	130mm (d) クロームメッキオイルシリンダー使用時	150mm (d) クロームメッキオイルシリンダー使用時
圧力計	圧力と圧力のデュアルスケール表示	圧力と圧力のデュアル・スケール表示	圧力と圧力のデュアル・スケール表示	圧力と圧力のデュアル・スケール表示
最大ピストンストローク (T)	40mm	40mm	50mm	50mm
ガード	有機ガラス	有機ガラス	有機ガラス	有機ガラス
使用温度	10°C-40°C	10°C-40°C	10°C-40°C	10°C-40°C
静水圧	0-300MPa	0-300MPa	0-300MPa	0-300MPa
静圧チャンバー	Φ22×70mm(M×N)	Φ30×120mm(M×N)	Φ40×150mm(M×N)	Φ50×150mm(M×N)
外形寸法	305×195×530mm(L×W×H)	305×195×600mm(L×W×H)	355×215×710mm(L×W×H)	405×240×720mm(L×W×H)
設備重量	90Kg	100Kg	130Kg	180Kg

圧力変換		
実際の圧力	チャンバー圧力	システム圧力
1.7 [トン]	1.86 [MPa]	25 [MPa]
3.5 [トン]	3.72 [MPa]	50 [MPa] (トン
5 [トン]	5.57 [MPa]	75 [MPa]
7 [トン]	7.43 [MPa] (トン	100 [MPa]
8.7 [トン]	9.29 [MPa] (トン	125 [MPa]
10.5 [トン]	11.2 [MPa]	150 [MPa]
14 [トン]	14.8 [MPa] (トン	200 [MPa] (トン
17.5 [トン]	18.6 [MPa] (トン	250 [MPa] (トン

21 [トン]

22.3 [MPa]

300 [MPa]

注意事項一般的に、システム圧力は35MPaを超えないようにしてください。