

ラボ用正方形ラボプレス金型の組み立て

商品番号: PMAS



前書き

KINTEKのAssemble Lab Press

Moldは、デリケートな材料の精密なサンプル前処理を保証し、迅速な分解設計で損傷を防ぎます。薄いストリップや信頼性の高い脱型に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

型式	PMAS-A	PMAS-B	PMAS-C	PMAS-D	PMAS-E
材質	Cr12MoV				
圧子硬度	HRC60-HRC62				
サンプルサイズ	3*3、4*4、5*5、6*6、8*8、10*10 mm (M)	12*12、15*15、18*18、20*20mm (M)	30*30、40*40 mm (M)	50*50、60*60 mm (M)	70*70、80*80 mm (M)
キャビティ深さ	30mm (N)	40 mm (N)	50 mm (N)	55 mm (N)	60 mm (N)
外形寸法	Φ53*120mm (L*H)	Φ73*133mm (L*H)	Φ95*133mm、Φ115*133mm (L*H)	Φ127*150mm、Φ153*150mm (L*H)	Φ180*180mm、Φ200*180mm (L*H)
重量(Kg)	1.2Kg	3.6Kg	7Kg、14Kg	20Kg、30Kg	40Kg、50Kg

他のサイズはカスタマイズすることができます