

## 研究室のための熱された版が付いている自動熱くする油圧出版物機械

商品番号: PPL



前書き

KINTEK

自動加熱油圧ラボプレス：高精度の加熱、均一な圧力、自動制御で優れたサンプル処理を実現。ラボや研究に最適です。今すぐお問い合わせください！

[詳細を学ぶ](#)

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 装置モデル     | PP-900L                    |
| 圧力範囲      | 0-10T                      |
| 加圧プロセス    | プログラム加圧 - プログラム圧力 - 時限圧力開放 |
| 圧力保持時間    | 1秒～9999秒（わかりやすくするため「秒」で調整） |
| シリンダストローク | 80mm                       |
| 加熱温度      | 1000℃まで                    |
| 金型材質      | ニッケル基合金（耐高温材料）             |
| サンプルサイズ   | Φ10～30mm                   |
| 金型形状      | φ50×90mm                   |
| 炉口径       | Φ60mm                      |
| 全機械のサイズ   | 400x380x780 (LxWxH) mm     |
| 電源        | 220V 50Hz                  |
| 錠剤機寸法図    |                            |