

ラボ用試料調製用超硬ラボプレス金型

商品番号: PMW



前書き

精密な試料作製のためのプレミアム超硬ラボ用プレス金型。耐久性のある高硬度YT15素材、カスタマイズ可能なサイズ。蛍光X線分析、電池研究などに最適。

[詳細を学ぶ](#)

型式	PMW-A	PMW-B	PMW-C				
材質	超硬 YT15						
圧子硬度	HRC85-HRC90						
サンプルサイズ	φ3 /φ4 /φ5 /φ6 /φ8 /φ10 mm		φ12 /φ13 /φ15 /φ18 /φ20 mm		φ22 /φ25 /φ28 /φ30 mm		
キャビティ深さ	30 mm		40 mm		45 mm		
外形寸法	φ43×93 mm		φ53×120 mm		φ73×133 mm		
重量(Kg)	0.78		1.8		3.8		

他のサイズはカスタマイズすることができる