

電気分裂の実験室の冷たい静的な押す Cip 機械

商品番号: PCESI



前書き

KINTEK Lab

電動冷間静水圧プレスは、均一な圧力で正確な試料作製を可能にします。材料科学、製薬、エレクトロニクスに最適です。モデルを見る

[詳細を学ぶ](#)

装置モデル	PCESI-65T	PCESI-100T	PCESI-150T	PCESI-200T
圧力範囲	0-65T	0-100T	0-150T	0-200T
ピストン直径	160mm (d) クロームメッキオイルシリンダー使用時	200mm (d) クロームメッキオイルシリンダー使用時	200mm (d) クロームメッキオイルシリンダー使用時	クロームメッキ油シリンダー290mm (d)
加圧プロセス	プログラム加圧 - プログラム保持 - 時限圧力開放			
圧力変換	プログラムが自動的に試料にかかる圧力を変換します。			
表示	7インチLCDスクリーン			
装置保護	有機ガラスドア付き銅板保護			
静水圧	0-300MPa	0-300MPa	0-300MPa	0-300MPa
静圧チャンパー	Φ50×150mm(M×N)	φ60×150mm(M×N)	Φ80×150mm(M×N)	φ90×150mm(M×N)
シリンダーストローク(T)	50mm	50mm	50mm	50mm
スペースサイズ	220×400mm(M×N)	260×400mm(M×N)	280×400mm(M×N)	290×420mm(M×N)
外形寸法	700×450×1050mm(L×W×H)	850×500×1100mm(L×W×H)	950×550×1150mm(L×W×H)	1000×650×1200mm(L×W×H)
装置電源	1500W (220V/110Vはカスタマイズ可能)			
装置重量	350kg	580kg	680kg	980kg