

真空箱の実験室の熱い出版物のための熱された版が付いている熱くする油圧出版物機械

商品番号: PCVM



前書き

KINTEKの加熱式真空ラボプレスでラボの精度を高め、均一で酸化のないサンプルを実現。デリケートな材料に最適です。今すぐ専門家にご相談ください！

[詳細を学ぶ](#)

装置モデル	PCVM-10T
圧力レンジ	0～10.0トン
加圧プロセス	手動加圧
加熱温度	最高500
加熱プレート	180x180mm, 200x200mm (カスタマイズ可能)
真空ボックス材質	SUS304 (ステンレス)
スタジオサイズ	400x400x400mm
ドアサイズ	300x350mm
真空度	-0.1MPa
寸法 (LxWxH)	450x550x850mm
電源	220V 50Hz (110Vオプションあり)