

研究室の使用のための実験室の二重版の暖房型

商品番号: PMD



前書き

デュアルゾーン温度制御、急速冷却、均一加熱を特徴とするラボ用精密ダブルプレート加熱金型。材料試験やサンプル前処理に最適。

[詳細を学ぶ](#)

装置モデル	PMD
サンプルの形状をプレス	
加熱温度	室温～300℃（500℃まで対応可能）
金型材質	合金工具鋼：Cr12MoV
圧子硬度	HRC60～HRC62
サンプルサイズ	カスタマイズ可能なオプションについてはお問い合わせください
サンプル厚さ	0.02-0.1mm(N)
外的な次元 1	180*180*130mm（長さ*幅*高さ）
外的な次元 2	200*200*130mm(L*W*H)
外的な次元 3	300*300*130mm(L*W*H)
金型重量	32Kg / 38Kg / 88Kg

寸法図