


ラボ熱プレス特殊金型

商品番号: PCHF



前書き

KINTEKの精密ラボ用プレス金型は、信頼性の高いサンプル前処理を実現します。耐久性に優れ、カスタマイズ可能で、多様な研究ニーズに最適です。今すぐラボの効率を高めましょう！

[詳細を学ぶ](#)

器械のモデル	PCHF
サンプル形状	
金型加熱	0°C-500°C
圧子硬度	SUS304
サンプルサイズ	長方形または骨型
キャビティ深さ	0.75mm, 1.35mm, 1.75mm, 2.75mm
寸法	80x80, 180x180, 200x200mm
重量	0.4kg, 0.8kg, 1.0kg
油圧パウダープレス寸法図	