

ラボ用赤外線プレス金型

商品番号: PMID



前書き

KINTEK

のラボ用プレス金型は、耐久性に優れたタンゲステンカーバイド製で、正確な試料作製を保証します。FTIR、XRF、電池の研究に最適です。特注サイズも承ります。

[詳細を学ぶ](#)

装置モデル	PMID
サンプル形状	
金型材質	超硬合金
圧子硬度	HRC68～HRC85
標準サンプルサイズ	Φ13 mm(M)
キャビティ深さ	20mm(N)
次元	Φ43*78mm (L*H)
重量	0.76Kg
油圧粉の出版物の型のサイズの図表	