

ラボマニュアル 組織切片用ミクロームスライサー

商品番号: PT10



前書き

ラボ用高精度手動スライサー：調整可能な高精度カッティングで、正確で安定したサンプル調製を実現。研究、食品、工業に最適。

詳細を学ぶ

装置モデル	PT10
金型材質	3Cr13（焼入れステンレス鋼）
スライスサイズ	Φ10、Φ12、Φ14、Φ15、Φ16、Φ18、Φ19(d)
全体寸法	120*200*280mm（L*W*H）
装置の重量	10kg

機械サイズの図表