


ラボ・ポリゴン・プレス金型

商品番号: PMPD



前書き

金属粉末&材料用精密ポリゴンプレス金型。カスタム形状、高圧成形、耐久設計。ラボや製造に最適。

[詳細を学ぶ](#)

装置モデル	PMPD
試料形状	(四角形、六角形などの多角形)
金型材質	合金工具鋼Cr12MoV
圧子硬度	HRC60～HRC62
サンプルサイズ（例、カスタマイズ可能）	5x5, 10x10, 15x15, 20x20 mm (M) (ご要望に応じて他のサイズも製作可能)
キャビティ深さ	40mm (N) (カスタマイズ可能)
次元(全面的な型)	Φ53*120mm (L*H) (サンプルサイズに基づいて変わるかもしれない)
重量（おおよそ）	1.4Kg (サイズによって変わるかもしれません)
油圧パウダープレスのサイズ適合図	