

研究室の油圧出版物 2T Kbr Ftir のための実験室の餌出版物

商品番号: KT-KBP



前書き

KINTEK

2Tラボ用油圧プレスは、精密なFTIRサンプル前処理、耐久性のあるKBrペレット作成、多目的な材料試験に最適です。研究室に最適。

[詳細を学ぶ](#)

型式	PCKBR-2T
使用圧力 (T)	0-2 (30Mpa)
ピストン直径	Φ45mm
圧力安定性	≤1MPa/10min
作業台直径	Φ45mm
コラム数	2本
作業スペース (W×D)	54×55mm
外形寸法 (W×L×H)	100×220×220 mm
重量 (kg)	4.8 kg