

実験室用油圧プレス 実験室用ペレットプレス ボタン電池プレス

商品番号: PCBP

前書き

KINTEK

ラボプレス機材料研究、薬学、電子工学用の精密油圧プレス。コンパクト、耐久性、低メンテナンス。専門家のアドバイスを今すぐ！

[詳細を学ぶ](#)



機種	PCBP-2T (手動)	機種	PCBP-1.5T (自動)
圧力範囲	0-2T (0-25MPa)	圧力範囲	50-1500kg
ピストン径	φ32mm (d)	加圧方法	プログラム加圧-プログラム圧力-タイムドプレッシャーリリーフ
一体構造	シール接続なし、オイル漏れ低減	圧力保持時間	0~999秒
圧力計	圧力と圧力強度表示	圧力変換	プログラムが自動的に金型を耐圧に変換します。
標準金型	CR20シリーズ包装金型	LCD表示	4.3インチLCDスクリーン
シール金型	CR16,CR20,CR24,CR30optional	シール金型	任意 CR16,CR20,CR24,CR30 等
シール圧力	0.8~1.2トン	貝の取り外し型	任意 CR16、CR20、CR24、CR30 等
分解金型	任意 CR16,CR20,CR24	標準金型	標準CR20シリーズ包装金型
分解圧力		外形寸法	220x240x380(LXWXH)
外形寸法	210×165×290mm(L×W×H)	装置電源	220V(50Hz/60Hz)
重量	12Kg	装置重量	35Kg
寸法図	手動ボタン電池圧着機寸法図		ボタン電池自動圧着機寸法図