

手動ラボ用油圧ペレットプレス ラボ用油圧プレス

商品番号: PCMP



前書き

KINTEKの精密油圧プレスでラボの効率を向上。コンパクトで液漏れがなく、分光分析に最適です。カスタムソリューションも承ります。

[詳細を学ぶ](#)

機器モデル	PCMP-2T	PCMP-5T	PCMP-12T	PCMP-15T	PCMP-24T	PCMP-30T	PCMP-40T
圧力範囲	0-2T (25MPa)	0-5T(0-31.4MPa)	0-12T(0-30MPa)	0-15T(0-30MPa)	0-24T(0-34MPa)	0-30T(0-31.5MPa)	0-40T(0-30MPa)
ピストン径	Φ32mm (d)	Φ45mm (d)	Φ70mm (d)	Φ80mm (d)	Φ95mm (d)	Φ110mm (d)	Φ130mm (d)
一体構造	シール接続なし、オイル漏れを低減	シール接続なし、オイル漏れを低減	シール接続なし、オイル漏れを低減	シール接続なし、オイル漏れを低減	シール接続なし、オイル漏れを低減	シール接続なし、オイル漏れを低減	シール接続なし、オイル漏れを低減
圧力計	圧力および圧力強度表示	圧力および圧力強度表示	圧力および圧力強度表示	圧力および圧力強度表示	圧力および圧力強度表示	圧力および圧力強度表示	圧力および圧力強度表示
最大ピストンストローク (mm)	30mm	30mm	30mm	30mm	30mm	40mm	50mm
圧力安定性	≤1MPa/10min	≤1MPa/10min	≤1MPa/10min	≤1MPa/10min	≤1MPa/10min	≤1MPa/10min	≤1MPa/10min
ワーク台直径	Φ50mm (D)	Φ80mm (D)	Φ80mm (D)	Φ90mm (D)	Φ105mm (D)	Φ120mm (D)	Φ140mm (D)
支柱数	2本	2本	2本	2本	4本	4本	4本
作業スペース	85×120mm(M×N)	96×130mm(M×N)	96×130mm(M×N)	140×150mm(M×N)	80×150mm(M×N)	92×160mm(M×N)	106×185mm(M×N)
寸法	210×150×350mm(L×W×H)	225×155×380mm(L×W×H)	225×155×380mm(L×W×H)	245×175×390mm(L×W×H)	245×175×415mm(L×W×H)	275×195×420mm(L×W×H)	295×215×500mm(L×W×H)
重量	12 Kg	28Kg	28Kg	38Kg	42Kg	56Kg	75Kg