

ラボ用特殊形状プレス金型

商品番号: PMT



前書き

精密ラボ用特殊形状プレス金型。カスタマイズ可能、高圧性能、多彩な形状。セラミック、医薬品などに最適です。KINTEKにお問い合わせください！

[詳細を学ぶ](#)

装置モデル	光電子増倍管
サンプル形状	
金型材質	合金工具鋼Cr12MoV
圧子硬度	HRC60～HRC62
サンプルサイズ（直径）	Φ6、Φ8、Φ10、Φ15、Φ20mm（M）（カスタマイズ可能）
キャビティ深さ	40mm（N）（カスタマイズ可能）
次元（外）	Φ53*120mm（L*H）（カスタマイズによって変わる）
重量	約1.4Kg（カスタマイズにより異なる）
油圧粉の出版物のサイズの両立性の図表	