


ラボ用角型プレス金型

商品番号: PMS



前書き

KINTEKの正方形ラボプレス金型は、均一なストリップサンプルを正確に作成します。耐久性のあるCr12MoV鋼、多目的なサイズ、ラボでの用途に最適です。今すぐサンプル前処理を強化しましょう！

[詳細を学ぶ](#)

型式	PMS-A	PMS-B	PMS-C	PMS-D	PMS-E	PMS-F	PMS-G
材質	Cr12MoV						
圧子硬度	HRC60-HRC62						
サンプルサイズ	3×3 / 4×4 / 5×5 / 6×6 / 8×8 / 10×10 mm	12×12 / 15×15 / 16×16 / 18×18 / 20×20 mm	22×22 / 25×25 / 30×30 mm	32×32 / 35×35 / 40×40 mm	50×50 / 60×60 / 70×70 mm	81-150 mm (長辺)	151-200mm (長辺)
キャビティ深さ	20 mm	30 mm	40 mm	45 mm	55/60/65 mm	60 mm	60 mm
外形寸法	φ43×93mm	φ53×120mm	φ73×133mm	φ88×150mm	φ98×150mm/φ118×180mm/φ138×180mm	160×140mm	220×160mm
重量(Kg)	0.65	1.2	2.4	4.8	7.3/11.4/20	25kg-40kg	45kg-80kg

他のサイズはカスタマイズすることができます。 [詳細はお問い合わせください。](#)