

Ftir のための型を押す Xrf Kbr の鋼鉄リング実験室の粉の餌

商品番号: PMXS

前書き

ラボのサンプル前処理用高精度XRFスチールリングペレットモールド。耐久性があり、効率的で、正確なXRF分析を保証します。利用できる注文のサイズ。今すぐご注文ください！

[詳細を学ぶ](#)



装置型式	PMXS
サンプル形状	
金型材質	合金工具鋼Cr12MoV
圧子硬度	HRC60～HRC62
サンプルサイズ	Φ32mm、Φ40mm (M)
キャビティ深さ	45mm (N)
次元	Φ73*133mm (L*H)
重量	3.2Kg
油圧粉の出版物のサイズの図表	